



NOR TI-MAX ZEAL

NSK Ti-Max 2851

MSR Ti-Max 2951

SEPTEMBER BIS DEZEMBER 2022

JETZT RABATTE UND PAKETPREISE SICHERN:

4+1 Aktionsangebote bei Instrumenten der Ti-Max X und Z sowie S-Max Serien

Prophylaxe-Aktionspakete

Chirurgie-Aktionspakete

UND VIELES MEHR

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

Ti-Max Z und Ti-Max nano BEST PROMO

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung Glasstab-Lichtleiter Integrierter Mikrofilter
- Clean-Head-System Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8.9 x H 13.4 mm)







- 1:5 Übersetzuna
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikkugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



MODELL Z45L **REF** C1064

1.146€.*

- Licht-Winkelstück
- 1:4.2 Übersetzung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- Keramikkugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

Ti-Max Z micro

KLEINER KOPF. RIESIGE LEISTUNG

- Titankörper mit DURAGRIP®-Beschichtung
- Zellglasoptik Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System Push-Selbstspannfutter
- 100°-Kopfwinkel Quick-Stop-Funktion
- Kleine Kopfgröße (Ø 9,0 × H 10,8 mm)
- Einfacher Rotorwechsel Zur Verwendung mit Standardbohrern und Kurzschaftbohrern bis 21mm Länge



MODELL Z micro **REF PA2357**

für NSK PTL Kupplung

4+1

REF PA2358

für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung

MODELL Z micro KL MODELL Z micro SL **REF PA2359**

> für Sirona® Schnellkupplung

- Titankörper mit DURAGRIP®-Beschichtung Glasstab-Lichtleiter Schlanker Hals für perfekte Sicht
- Keramikkugellager Clean-Head-System Vierfach-Spraykühlung





MODELL Z900L **REF P1111**

für NSK PTL Kupplung

820€ 873€*

MODELL **Z900KL REF P1113**

Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,5 × H 13,1 mm)

für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

MODELL **Z900SL REF P1115**

für Sirona® Schnellkupplung

983€*

MODELL Z900WL **REF P1121**

für W&H® Roto Ouick® Kuppluna

983€*

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,8 × H 12,1 mm)

MODELL Z800L **REF P1110**

für NSK PTI Kupplung

MODELL Z800KL **REF P1112**

für KaVo®MULTIflex®

983€*

MODELL Z800SL **REF P1114**

für Sirona® Schnellkupplung

983€*

MODELL **Z800WL REF P1120**

für W&H® Roto Quick® Kupplung

983€*

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z und S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

S-Max M

BEST PROMO

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter











- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikkugellager
- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung



Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 und 3 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.

Airscaler der Serie Ti-Max S970 und Instrumente der nano¹⁾ Serie sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.

 $\bullet \ \, \text{Edelstahlk\"{o}rper} \bullet \ \, \text{Glasstab-Lichtleiter} \bullet \ \, \text{Keramikkugellager} \bullet \ \, \text{Clean-Head-System} \bullet \ \, \text{Vierfach-Sprayk\"{u}hlung}$





Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm)

MODELL M900L REF P1254

für NSK PTL Kupplung

599€^{*}

MODELL M900KL REF P1258

für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

650€*

MODELL M900SL REF P1262

für Sirona® Schnellkupplung

650€°

MODELL M900WL REF P1266

für W&H® Roto Quick®

650€* ™

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm)

4+1

MODELL M800L REF P1253

für NSK PTL Kupplung

599€*

MODELL M800KL REF P1257

für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

650€*

MODELL M800SL REF P1261

für Sirona® Schnellkupplung

650€^{*}

MODELL M800WL REF P1265

für W&H® Roto Quick® Kupplung

650€*

 $Hin weis: Turbinen \ der \ Ti-Max\ Z\ und\ S-Max\ Serie\ sind\ zu\ den\ o.\ a.\ Sonder preisen\ auch\ für\ Bien\ Air^{\circledast}\ Turbinen kupplungen\ erh\"{a}ltllich.$

¹⁾ BITTE BEACHTEN SIE: Die Instrumente der nano-Serie verfügen aufgrund ihrer Kürze über eine verkürzte Motoraufnahme. Sie sind kompatibel mit dem aktuellen Licht-Motorenprogramm von NSK (NLX nano, NLX plus, M40XS, NBX, X205L, M205LG) und anderen im Markt verfügbaren Motoren mit Licht, deren ISO-Kupplung eine Länge von 23 mm nicht überschreitet.

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

Ti-Max X BESTPROMO

LEICHT, LEISE UND LANGLEBIG

• Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter





4+1 MODELL X95L **REF C600**

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzuna
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikkugellager



4+1 MODELL X25L **REF C601**

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung



MODELL X15L REF C602

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spravkühlung



4+1

MODELL X65L **REF H273**

- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

Dentalhygiene

iCart Prophy

NEW

PRAKTISCHER GERÄTEWAGEN FÜR VARIOS COMBI PRO

Das stabile höhenverstellbare iCart Prophy ist mit vier Lenkrollen ausgestattet, davon zwei mit Feststellbremse.

Die 2-in-1-Prophylaxekombination Varios Combi Pro, lässt sich auf dem neuen iCart Prophy ergonomisch und sicher positionieren sowie flexibel im Behandlungsraum bewegen. Je nach Wunsch ist die Höhe





Varios Combi Pro BEST PROMO

DIE VARIABI E 2-IN-1-PROPHYLAXE-UND PERIOKOMBINATION



VARIOS COMBIPRO GIGAPAKET P4+C

Basisset Varios Combi Pro mit Ultraschall und Supra-Pulverstrahlkit

Perio-Kit (subgingivale Anwendung)

Zusätzliches Ultraschall-Handstück Varios2 LUX HP

iCart Prophy

6.750€*

Sparen Sie **496€**

VARIOS COMBIPRO GIGAPAKET P4+

Basisset Varios Combi Pro mit Ultraschall und Supra-Pulverstrahlkit

Zusätzliches Prophy-Kit (supragingivale Anwendung)

Perio-Kit (subgingivale Anwendung)

Zusätzliches Ultraschall-Handstück Varios2 LUX HP

7108€*

Sparen Sie 618€



Alles für die professionelle Prophylaxe:



MODELL Perio-Kit REF Y1003042

Pulverstrahlkit für Sub-Anwendung

876€*



PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG

SPARPAKET P1

Prophy-Mate neo nach Wahl

Zusätzliches Prophy-Mate neo Handstück REE T797010 309€*

FLASH pearl 4 x 300 g REF **Y900698**, 83€*

1.050€* 1 278€*

Sparen Sie 228€



MODELL FLASH pearl **REF Y900698**

- Reinigungspulver auf Kalziumbasis
- 4 Flaschen à 300 g



REF **Y135031** für Sirona® Schnellkupplung 928€*

REF Y135032 für W&H® Roto Quick® Kupplung 928€*

REF Y135033 für Bien-Air® Unifix® Kupplung 928€*

MEGAPAKET P3

SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION



Perio-Mate + Prophy-Mate neo

2.100€*

Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG

SPARPAKET P2

Perio-Mate nach Wahl

Zusätzliches Perio-Mate Handstück REF **T1043010**, 363€*

Perio Mate Pulver 2 x 160 g REF **Y900938**, 67€*

1.200€`

aren Sie **322€**



MODELL Perio Mate Pulver

REF. Y900938

- Glycinpulver
- · 2 Flaschen à 160 g



REF Y1002655 für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung 1.092€*

REF Y1002656 für Sirona® Schnellkupplung 1.092€*

REF **Y1002657** für W&H® Roto Quick® Kupplung 1.092€*

REF Y1002658 für Bien-Air® Unifix® Kupplung 1.092€*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe • Federleichtes Handstück für alle Indikationen • Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik • LED-Lichttechnologie • 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss



Varios 970 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- · Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

MODELL Varios 970 LUX Ultraschallgerät mit Licht REF Y1004161

2.678€*

MODELL Varios 970 Ultraschallgerät ohne Licht REF Y1004160

2.349€^{*}

Sparpaket P5-A

Varios 970 LUX Komplettset

Zusätzliches Varios LED Handstück

2.790€*

Sparen Sie 652€

Sparpaket P5-B

Varios 970 Komplettset

Zusätzliches Varios Handstück ohne Licht

2.490€*

Sparen Sie 306€

NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.



Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- 3-Stufen Power Control Ring
 Erhöhte Durchzugskraft
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800-6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



MODELL Ti-Max S970L REF T1005

Airscaler mit Licht für NSK PTL Kupplung

983€*

MODELL Ti-Max S970KL REF T1013

Airscaler mit Licht für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung

1.088€*

MODELL Ti-Max S970SL REF T1015

Airscaler mit Licht für Sirona® Schnellkupplung

1.088€*

iProphy

ERGONOMISCHES, KABELLOSES POLIERINSTRUMENT MIT UI TRAKI FINEM KOPE

MODELL **iProphy Komplettset** mit iFX57 Kopf RFF **Y1500015**

1.162€*

iProphy ist als Standardvariante erhältlich mit dem iFX57 Kopf für Einschraubkelche (wie abgebildet). Optional kann iProphy mit Einmal-Polierköpfen (DPA = Disposable Prophy Angles) verwendet werden. Ist diese Anwendung gewünscht, empfehlen wir iProphy ohne Kopf (Y1500069; 899 €*) und den PR-F Adapter. Einschraubkelche und DPA nicht im Lieferumfang enthalten.

Optional erhältlich:



MODELL **iFX57**Kopf für Einschraubkelche
REF **C1102001**

262€*



MODELL PR-F
DPA-Adapter
REF H209001

197€*







PROPHYLAXE-/POLIERWINKELSTÜCKE



MODELL X57 REF C619

- Titan-Winkelstück, ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten²)

436€*



MODELL FX57m REF C1054

- Edelstahl-Winkelstück, ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten²)

262€*

Die neue Surgic Pro2

NEW

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM

Surgic Pro2 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- SG80M-Mikromotor bzw. SGL-80M LED-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche
 (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Bedienbarkeit, Sicherheit, digitale Vernetzung: in diesen entscheidenden Feldern macht die neue Surgic Pro2 den großen Unterschied. Mit Funktionen, die dem Anwender effektives, zuverlässiges und komfortables Arbeitserlebnis vermitteln, stellt das neue chirurgische Mikromotor-System eine echte Innovation dar. Es gibt so viele gute Gründe für Surgic Pro2 – entscheiden Sie sich für den Fortschritt und gehen Sie mit Surgic Pro2 einen Schritt weiter.



Verbessertes Handling dank des neuen, noch kompakteren Mikromotors. Der optimierte Schwerpunkt ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten.



Sicher und fehlerfrei in der Anwendung ist das leicht zu reinigende, flache Display. Das smarte Bedienfeld lässt sich in seiner Sensitivität einstellen und mit Handschuhen oder unter Benutzung von hygienischen Folien zuverlässig bedienen.



Alles unter Kontrolle für einen sicheren und reibungslosen Behandlungsablauf: eindeutige, intuitiv zu bedienende Symbolsprache auf dem Bedienfeld und große, kontraststarke Parameterdarstellungen in 10 Helligkeitsstufen.



Sicht wie unter Tageslicht bei minimaler Wärmeentwicklung mit der hochauflösenden Farb-LED. Blut, Zahnfleisch und andere Substanzen erscheinen in ihren tatsächlichen Farben für ein unverfälschtes Bild der Situation.



Gleichmäßiger und geräuscharmer Transport des Kühlmittels über das kompakte Pumpenmodul bei maximaler Individualisierung: fünf Leistungsstufen lassen sich individuell durch den Anwender einstellen.



Höchste Drehmomentpräzision durch
das optimierte Kalibriersystem AHC:
Sicherheit gegen überhöhte
Drehmomente bei der Implantation.



Wann kann ein Implantat belastet werden?
Das OsseointegrationsMessgerät Osseo 100+
gibt mehr Sicherheit in dieser
Frage und lässt sich an Surgic
Pro2 anbinden.



Deutlich erweiterte Möglichkeiten und Komfort durch die kabellose Anbindung mehrerer Geräte wie VarioSurg3, Osseo 100+, iPad mit Surgic Pro2 App und Fußsteuerung.

Surgic Pro2 - Osseo 100+



SPARPAKET S6

MODELL Surgic Pro2 NON-OPT REF Y1004196

MODELL Osseo 100+ REF Y1004176

4.620€*
5.830€*

Sparen Sie **1.210€**

SPARPAKET S7

MODELL Surgic Pro2 OPT REF Y1004195

MODELL OSSEO 100+ REF Y1004176

5.565€*

Sparen Sie **1.326€**

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor
- LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar





Standardsets

MODELL Surgic Pro NON-OPT REF Y1003587

Komplettset ohne Licht inkl. Winkelstück SG20 (20:1)

3.089€*

MODELL Surgic Pro OPT REF Y1003586

Komplettset mit Licht (LED) inkl. Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)

4.119€*

MODELL Surgic Pro+ OPT-D
REF Y1003585

Komplettset mit Licht (LED) und Datenspeicherung (USB) inkl. zerlegbarem Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

4.428€*

SPARPAKET S1-A

Surgic Pro NON-OPT

Chir.-Winkelstück SG20 (20:1)

Chir.-Handstück SGS-ES (1:1)

3.700€ 4.243€*

1.243€* Sparen Sie **543€**



SPARPAKET S2-A

Surgic Pro OPT

Chir.-Winkelstück X-SG20L m. L. (20:1)

Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)

5.150€*

6.016€*



SPARPAKET S3-A

Surgic Pro+ OPT-D

Chir.-Winkelstück X-DSG20L m. L. (20:1) Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)

5.500€*
6.434€*



VarioSurg3

I FISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED

- Höchste Schneideffizienz
- Schlankes, federleichtes LED-Handstück
- Riesiges Aufsatzsortiment
- Koppelbar mit Implantologiemotor Surgic Pro
- Umfangreiche Ausstattung

SPARPAKET V1

VarioSurg3 Komplettset inkl. LED-Handstück

Zusätzliches VS3-LED-Handstück

6.600€* 8.491€* Sparen Sie 1.891€

Inklusive: Sterilisationskassette und Basis H-S Aufsatzkit







MODELL VarioSurg3 REF Y1002726

Komplettset inkl. Basis H-S Aufsatzkit und Sterilisationskassette

6.525€*

MODELL VarioSurg3 NON-FT³⁾
REF Y1002248

Komplettset ohne Fußschalter zur Kopplung mit Surgic Pro und Surgic Pro2 inkl. Basis H-S Aufsatzkit und Sterilisationskassette

5.676€^{*}

3) Zur Kopplung mit Surgic Pro ist entweder das SG Link Set oder i Cart Duo in Verbindung mit dem Link-Kabel erforderlich. VarioSurg 3 kann mit allen Surgic Pro Modellen gekoppelt werden.



ANWENDUNGSBEISPIELE: Knochenchirurgie Spatel Extraktion Sinus-Lift Implantvorbereitung Sinusmembran-Ablösung

Socket-Lift Retrograde-Endo Supragingivales Scaling Wurzelglättung Prothetik-Erhaltungstherapie

Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 3 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen. Mehr dazu auf der NSK-Website:

www.germany.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/





SurgicPro⁺

CHIRURGISCHES MIKROMOTOREN-**SYSTEM**



VarioSurg3

ULTRASCHALL-CHIRURGIFSYSTEM





SPARPAKETS4+

Surgic Pro+ D

Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

Chir.-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

VarioSurg3 non FT

Zusätzliches VS3-LED-Handstück

Link Set

11.000€* 14.599€*

Sparen Sie 3<u>.599€</u>

SPARPAKET S5+

Surgic Pro+ D

Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

Chir.-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

VarioSurg3 non FT

Zusätzliches VS3-LED-Handstück

iCart Duo inkl. Link-Kabel

Sparen Sie **3.522€**

MODELL SG Link Set REF Y1002729

Kopplungsset zur Verbindung von VarioSurg3 und Surgic Pro beinhaltet: Link-Kabel und Ständer





MODELL iCart Duo **REF S9090**

Platzsparende, optisch ansprechende mobile Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit für die Chirurgiegeräte Surgic Pro, Surgic Pro2 und Vario Surg3

1.059€

Osseo 100

OSSEOINTEGRATIONS-MESSGERÄT

Der Osseo 100 misst die Implantatstabilität sowie Osseointegration und gibt so eine Antwort auf die Frage, ab wann ein Implantat belastet werden kann. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Protokoll eine kürzere Behandlungszeit vorsieht oder es um die Behandlung von Risikopatienten geht. Der unkomplizierte Vorgang, mit dem der Implantat-Stabilitäts-Quotient (ISQ) unter Zuhilfenahme eines implantatabhängigen MulTipeg⁴⁾ gemessen wird, ermöglicht es, die Belastungsphase des Implantats frühzeitig zu planen.

4) MulTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.



Osseo 100+

NEW

BEI VERBINDUNG MIT SURGIC PRO2 WIRD DER ISQ-WERT AUTOMATISCH ÜBERTRAGEN. DIE BLUETOOTH®-VERBINDUNG ERMÖGLICHT DIE SPEICHERUNG DER MESSWERTE IN DER SURGIC PRO2 APP.

MODELL **Osseo 100+** REF **Y1004176**

Bluetooth®-Variante Surgic Pro2-Anbindung

2.431€*



Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video:



MulTipeg[™]

34€



Wiederverwendbarer MulTipeg™

- Erhältlich für alle wichtigen Implantantsysteme⁵⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated[™]



⁹Es stehen verschiedene MulTipeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind. Sie finden eine regelmäßig aktualisierte Übersicht unter www.germany.nsk-dental.com/products/ surgical-osseo100/

iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER MIT DREHMOMENT-KALIBRIERSYSTEM (TCS)

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

MODELL **iSD900**REF **Y1001358**Prothetikschrauber

1.475€*



Mobile Zahnmedizin

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTAL FINHEIT

Nur 8,5 kg Gewicht

MODELL VIVA ace REF Y1003773

10.078€*







Ausstattung

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Großes Steuerungsdisplay
- Fußschalter für Motor und Scaler

Dentalone

DIF MOBILE DENTAL FINHEIT

MODELL Dentalone REF S9070

11.669€*



Die Verwandlung von einem handlichen Koffertrolley in eine komplette Dentaleinheit dauert nur Sekunden. Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen – Dentalone lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

Ausstattung:

- Bürstenloser Mikromotor NLX nano mit LED-Beleuchtung
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LED
- Multifunktionsspritze mit LED
- Speichelsauger
- Großes, beleuchtetes Steuerungsdisplay
- Instrumententräger mit Auto-Select-Funktion
- Fußschalter

VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Diese kompakte Kombination aus Steuergerät und Mikromotor mit LED-Licht wurde speziell für den mobilen Einsatz in der Zahnheilkunde konzipiert und ist dank seines Akkubetriebs bis zu 2 Stunden autark und ohne jeglichen Stromanschluss zu betreiben. Mit einem Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min ist er in Verbindung mit dem richtigen Hand- oder Winkelstück für alle mobilen Anwendungen geeignet.



6) Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

Zahntechnik und Labor

ULTIMATE XL

BÜRSTENI OSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück (8,7 Ncm)

1.628€*

Sets mit Compact-Handstück (6,0 Ncm)

1.364€*

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion

SETS MIT TORQUE-HANDSTÜCK

Kniegerät

Fußgerät REF Y141513 Tischgerät

Turmgerät

SETS MIT COMPACT-HANDSTÜCK

Kniegerät REF Y141496

Fußgerät REF Y141514 Tischgerät

Turmgerät REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR



- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm





MODELL VOLVERE i7 RM REF Y1002890

Labor-Mikromotor

1.060€*

MODELL VOLVERE I7 E REF Y1003523

mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

951€*

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten.
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung.
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik.
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid.
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop.



PRESTO AQUA LUX
REF Y1001151

Licht-Turbine mit LED-Licht

1.950€*

PRESTO AQUA II

Turbine ohne Licht

1.500€*

KONTAKT



Sara Schürer Deutschland Nord PLZ 17-31, 34, 37, 38 Tel.: +49 (0)174 9100865 E-Mail: schuerer@nsk-europe.de



Ronald Fork Deutschland West PLZ 32-33, 40-53, 58-59 Tel.: +49 (0)174 9308752 E-Mail: fork@nsk-europe.de



Robin Cousin Deutschland Mitte, Süd PLZ 35-36, 54-57, 60-69, 80-82, 85-86, 90-93, 97 Tel.: +49 (0)173 2567210 E-Mail: cousin@nsk-europe.de



Katja Weigelt Deutschland Süd-West PLZ 70-79, 87-89 Tel.: +49 (0)173 7013661 E-Mail: weigelt@nsk-europe.de



Frank Teichert Deutschland Ost PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99 Tel.: +49 (0)174 9302240 E-Mail: teichert@nsk-europe.de



Ewald Stadlbauer Deutschland Süd-Ost: PLZ 83-84, 94 Österreich: Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Tirol Tel.: +43 (0)664 5110061 E-Mail: stadlbauer@nsk-europe.de



Erwin Kornberger Österreich: Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Osttirol, Niederösterreich (Ost) Tel.: +43 (0)664 1006343 E-Mail: kornberger@nsk-europe.de

NSK Newsletter abonnieren und nichts mehr verpassen

