

get it!

NSK Aktionsangebote

NSK
Create it

HERBST /
WINTER

SEPTEMBER BIS
DEZEMBER 2023



Varios Combi Pro



Surgic Pro2



NSK Dental **Webshop**



4+1



PRESTO AQUA LUX

20
JAHRE
NSK EUROPE

Beispiellose Durchzugskraft

NEU

Die neue Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890

Mit bis zu 44 Watt Leistung*

*Modell Z990L bei Luftdruck 4,2 bar

Leistung, Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit: Die neue Ti-Max Z Turbine, die auch mit Mini-Kopf erhältlich ist, schafft echten Mehrwert für die zahnärztliche Behandlung - auch mit dem Blick auf die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.



1
Effektive
Schneidleistung -
kürzere Eingriffe



2
Maximale
Sicherheit



3
Mehr Komfort
und Benutzer-
freundlichkeit

Alle Vorteile
entdecken:



Ti-Max Z

2 Jahre Garantie

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Keramikgugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung
- Einfacher Rotorwechsel • 100° Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion • Z990L/Z890L: Mikrofilter, DURAPOWER CHUCK®

Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 12,7 mm)

Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 10,8 mm)

Micro-Kopf (Ø 9,0 × H 10,8 mm)

4+1

MODELL **Z990L**
REF **PA23730001**
für NSK PTL Kupplung

MODELL **Z990KL**
REF **PA23750001**
für KaVo®MULTIflex®
LUX Kupplung

MODELL **Z990SL**
REF **PA23770001**
für Sirona® Schnellkupplung

MODELL **Z990WL**
REF **PA23870001**
für W&H® Roto Quick®
Kupplung

1.245€*
~~1.345€*~~



4+1

MODELL **Z890L**
REF **PA23720001**
für NSK PTL Kupplung

MODELL **Z890KL**
REF **PA23740001**
für KaVo®MULTIflex®
LUX Kupplung

MODELL **Z890SL**
REF **PA23760001**
für Sirona® Schnellkupplung

MODELL **Z890WL**
REF **PA23860001**
für W&H® Roto Quick®
Kupplung

1.245€*
~~1.345€*~~



4+1

MODELL **Z micro**
REF **PA2357**
für NSK PTL Kupplung

869€*
~~925€*~~

MODELL **Z micro KL**
REF **PA2358**
für KaVo® MULTIflex®
LUX Kupplung

MODELL **Z micro SL**
REF **PA2359**
für Sirona®
Schnellkupplung

939€*
~~1.042€*~~



Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z990 / Z890 Serie sind zu den oben angegebenen Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke

Ti-Max Z

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Integrierter Mikrofilter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **Z95L**
REF **C1034**

1.239€*
~~1.326€*~~

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z25L**
REF **C1038**

809€*
~~849€*~~

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z15L**
REF **C1039**

939€*
~~983€*~~

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z45L**
REF **C1064**

1.215€*

- Licht-Winkelstück
- 1:4,2 Übersetzung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- Keramikugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

4+1 AKTION

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 4 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.
Airscler der Serie Ti-Max S970 sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.



Ti-Max X

LEICHT, LEISE UND LANGLEBIG

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

 **2 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **X95L**
REF **C600**

939€*
~~1.099€*~~

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager



4+1

MODELL **X25L**
REF **C601**

689€*
~~810€*~~

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung



4+1

MODELL **X15L**
REF **C602**

789€*
~~911€*~~

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung



4+1

MODELL **X65L**
REF **H273**

819€*
~~893€*~~

- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

S-Max M

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter  2 Jahre Garantie



4+1

MODELL **M95L**
REF **C1023**

829€*
868€*

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramiklagelager



4+1

MODELL **M25L**
REF **C1024**

589€*
653€*

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung



4+1

MODELL **M15L**
REF **C1025**

659€*
776€*

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung



4+1

MODELL **M65**
REF **H1008**

449€*
476€*

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramiklagelager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

 2 Jahre Garantie



4+1

Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm)

MODELL **M900L**
REF **P1254**
für NSK PTL
Kupplung

629€*
671€*

MODELL **M900KL**
REF **P1258**
für KaVo®MULTiflex®
LUX Kupplung

689€*
753€*

MODELL **M900SL**
REF **P1262**
für Sirona®
Schnellkupplung

689€*
753€*

MODELL **M900WL**
REF **P1266**
für W&H® Roto Quick®
Kupplung

689€*
753€*

4+1

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm)

MODELL **M800L**
REF **P1253**
für NSK PTL
Kupplung

629€*
671€*

MODELL **M800KL**
REF **P1257**
für KaVo®MULTiflex®
LUX Kupplung

689€*
753€*

MODELL **M800SL**
REF **P1261**
für Sirona®
Schnellkupplung

689€*
753€*

MODELL **M800WL**
REF **P1265**
für W&H® Roto Quick®
Kupplung

689€*
753€*


Hinweis: Turbinen der S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



3-Stufen Power Control Ring



Optimaler Zugang



4+1

MODELL **Ti-Max S970L**
REF **T1005**

Airscaler mit Licht
für NSK PTL Kupplung

1.042€*

MODELL **Ti-Max S970KL**
REF **T1013**

Airscaler mit Licht für KaVo®
MULTiflex® LUX Kupplung

1.153€*

MODELL **Ti-Max S970SL**
REF **T1015**

Airscaler mit Licht für Sirona®
Schnellkupplung

1.153€*

Varios Combi Pro **BEST PROMO**

DIE VARIABLE 2-IN-1-PROPHYLAXE-UND PERIOKOMBINATION

2 IN 1
ULTRASCHALL ×
PULVERSTRAHL

Das Varios Combi Pro Basisset enthält:

- Steuergerät
- Ultraschalleinheit inkl. LED-Handstück
- Supragingivales Pulverstrahlkit
- Multifunktions-Fußschalter
- Ultraschall-Aufsätze G4, G8 und G16
- Weitere Accessoires



MODELL **Varios Combi Pro**
REF **Y1002843**

Basisset

4.925€*

Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+C

Basisset Varios Combi Pro
mit Ultraschall und
Supra-Pulverstrahlkit



+ Perio-Kit
(subgingivale Anwendung)



+ Zusätzliches Ultraschall-
Handstück Varios2 LUX HP



+ iCart Prophy, Praktischer
Gerätewagen für Varios Combi Pro
REF **S9095**, 1.018€*



7.150€*

~~7.682€*~~

Sparen Sie **532€**

Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+

Basisset Varios Combi Pro
mit Ultraschall und
Supra-Pulverstrahlkit



+ Zusätzliches Prophy-Kit
(supragingivale Anwendung)



+ Perio-Kit
(subgingivale Anwendung)



+ Zusätzliches Ultraschall-Handstück
Varios2 LUX HP



6.875€*


~~7.535€*~~

Sparen Sie **660€**

MODELL **Varios2 LUX HP**
REF **E351050**

Ultraschall-
Handstück mit LED

810€*



MODELL **Prophy-Kit**
REF **Y1003771**

Pulverstrahlkit für
Supra-Anwendung

871€*



MODELL **Perio-Kit**
REF **Y1003042**

Pulverstrahlkit für
Sub-Anwendung

929€*

Seminare Praxistage
moderne Prophylaxe



Alles für die
professionelle
Prophylaxe

Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT
FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P1

Prophy-Mate neo nach Wahl



Zusätzliches Prophy-Mate neo
Handstück - REF **T797010**, 328€*



FLASH pearl 4 x 300g,
Reinigungspulver auf Kalziumbasis
REF **Y900698**, 88€*



1.110€*

~~1.400€*~~

Sparen Sie **290€**



REF **Y135029** für NSK Turbinenkupplung 939€*

REF **Y135030** für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 984€*

REF **Y135031** für Sirona® Schnellkupplung 984€*

REF **Y135032** für W&H® Roto Quick® Kupplung 984€*

REF **Y135033** für Bien-Air® Unifix® Kupplung 984€*

MEGAPAKET P3

Perio-Mate



Prophy-Mate neo

SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION

2.230€*

~~2.910€*~~

Sparen Sie **680€**

Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT
FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P2

Perio-Mate nach Wahl



Zusätzliches Perio-Mate Handstück
REF **T1043010**, 385€*



Perio Mate Pulver, 2 x 160g,
Glycinpulver
REF **Y900938**, 71€*



1.270€*

~~1.614€*~~

Sparen Sie **344€**



REF **Y1002654** für NSK Turbinenkupplung 1.099€*

REF **Y1002655** für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 1.158€*

REF **Y1002656** für Sirona® Schnellkupplung 1.158€*

REF **Y1002657** für W&H® Roto Quick® Kupplung 1.158€*

REF **Y1002658** für Bien-Air® Unifix® Kupplung 1.158€*

SOFT pearl

NEU

PROPHYLAXEPULVER FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG

Das neue SOFT pearl Prophylaxepulver entfernt auf schonende Weise sämtliche Verfärbungen im supragingivalen Bereich, mit besonderen Stärken bei leichten und mittleren Verfärbungen. Der Glycin-Geschmack ist angenehm und daher wurde auf die Beigabe von Geschmacksstoffen verzichtet. SOFTpearl ist aus diesem Grund hervorragend für die Behandlung von Kindern geeignet sowie für Patientinnen und Patienten, die unter Allergien leiden. SOFT pearl hat eine mittlere Partikelgröße von 65µm. Es ist damit sehr gut geeignet, um Ablagerungen und Plaque zuverlässig zu entfernen. Dank seiner homogenen Partikelgröße wird SOFT pearl mit einer konstanten Strömungsenergie auf die Zahnoberfläche aufgetragen, wodurch eine schöne, gleichmäßige Zahnoberfläche entsteht.

- 4x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

MODELL **SOFT pearl**

REF **Y1500721**

118€*



Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER iPIEZO-TECHNOLOGIE

iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe • Federleichtes Handstück für alle Indikationen • Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik • LED-Lichttechnologie • 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss

Das Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

MODELL **Varios 970 LUX**

Ultraschallgerät mit Licht

REF **Y1004161**

2.839€*

MODELL **Varios 970**

Ultraschallgerät ohne Licht

REF **Y1004160**

2.490€*



SPARPAKET P5-A

Varios 970 LUX
Komplettsset



Zusätzliches Varios LED
Handstück



2.950€*

3.649€*

Sparen Sie **699€**

SPARPAKET P5-B

Varios 970
Komplettsset



Zusätzliches Varios
Handstück ohne Licht



2.640€*

2.953€*

Sparen Sie **313€**



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

Dentalhygiene



MODELL **iProphy Komplettset**
mit iFX57 Kopf
REF **Y1500015**

999€*

1.232€*

Sparen Sie **233€**

- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich



MODELL **X57**
REF **C619**

462€*

- Titan-Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten



MODELL **FX57m**
REF **C1054**

278€*

- Titan-Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

Chirurgie

Osseo 100 / Osseo 100+

OSSEOINTEGRATIONS-MESSGERÄT

Der Osseo 100 misst die Implantatstabilität sowie Osseointegration und gibt so eine Antwort auf die Frage, ab wann ein Implantat belastet werden kann.

MuTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

Bei Verbindung mit Surgic Pro2 wird der ISQ-Wert automatisch übertragen. Die Bluetooth®-Verbindung ermöglicht die Speicherung der Messwerte in der Surgic Pro2 App.



Osseo 100
Nur 3 Schritte sind nötig. Mehr dazu im Video.



Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

MODELL **Osseo 100**
REF **Y1004175**

2.244€*

MODELL **Osseo 100+**
REF **Y1004176**

Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

2.577€*



MuTiPeg™

36,50€*



Wiederverwendbarer MuTiPeg™

- Erhältlich für alle wichtigen Implantantsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISO Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MuTiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Zur aktuellen
MuTiPeg Liste:



iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme • Drehmoment-Kalibriersystem (TCS) • Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min) • Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige • Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

MODELL **iSD900**
REF **Y1001358**
Prothetischschrauber

1.550€*

1.732€*

Sparen Sie **182€**



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM

Das Surgic Pro2 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- SG80M-Mikromotor bzw. SGL80M LED-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.



Standardsets

MODELL **Surgic Pro2 NON-OPT**

REF **Y1004196**

Komplettset ohne Licht

3.603€*

MODELL **Surgic Pro2 OPT**

REF **Y1004195**

Komplettset mit Licht (LED)

4.728€*

SPARPAKET S6-B

Surgic Pro2 NON-OPT Komplettset

+ zusätzliches Chirurgie-Winkelstück SG20 (20:1)

+ Chirurgie-Handstück SGS-ES (1:1)

4.300€*

4.826€*

Sparen Sie **526€**



SPARPAKET S7-B

Surgic Pro2 OPT Komplettset

+ zusätzliches Chirurgie-Winkelstück X-SG20L mit Licht (20:1)

+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)

5.950€*

6.739€*

Sparen Sie **789€**



Surgic Pro2 + Osseo 100+

BEST PROMO

SPARPAKET S6

Surgic Pro2
NON-OPT

+ Osseo 100+

4.890€*

6.180€*

Sparen Sie **1.290€**



SPARPAKET S7

Surgic Pro2
OPT

+ Osseo 100+

5.890€*

7.305€*

Sparen Sie **1.415€**



Chirurgieinstrumente



MODELL
X-DSG20L
REF **C1068**
Mit Licht
1.211€*

MODELL
X-DSG20
REF **C1067**
Ohne Licht
984€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Zerlegbar



MODELL
X-SG20L
REF **C1003**
Mit Licht
1.095€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



MODELL
SG20
REF **C1010**
Ohne Licht
762€*

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



MODELL
SGX-E20R
REF **HA1200**
Ohne Licht
1.344€*

- Zygoma-Winkelstück speziell für Eingriffe und Implantationen am Jochbein
- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



MODELL
X-SG65L
REF **H1009**
Mit Licht
916€*

MODELL
X-SG65
REF **H1038**
Ohne Licht
568€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



MODELL
SGS-ES
REF **H264**
Ohne Licht
461€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück



MODELL
SGA-ES
REF **H263**
Ohne Licht
626€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück mit 20°-Winkel



MODELL
X-SG25L
REF **C1011**
Mit Licht
753€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



MODELL
Z-SG45L
REF **C1107**
Mit Licht
1.134€*

MODELL
Z-SG45
REF **C1108**
Ohne Licht
884€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper
- 45° Kopfwinkel



MODELL
X-SG93L
REF **C1004**
Mit Licht
1.124€*

MODELL
X-SG93
REF **C1007**
Ohne Licht
895€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper



MODELL
SGMS-ER20i
REF **Y110147**
Ohne Licht
679€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Inkl. 2 Tiefenstopper
- Kopf und Unterteil trennbar



MODELL
SGM-ER20i
REF **Y110127**
Ohne Licht
574€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Kopf und Unterteil trennbar

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor
- LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

MODELL **Surgic Pro NON-OPT**
REF **Y1003587**

Komplettset ohne Licht inkl.
Winkelstück SG20 (20:1)

3.274€*

MODELL **Surgic Pro OPT**
REF **Y1003586**

Komplettset mit Licht (LED) inkl.
Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)

4.366€*

MODELL **Surgic Pro+ OPT-D**
REF **Y1003585**

Komplettset mit Licht (LED) und
Datenspeicherung (USB)
inkl. zerlegbarem
Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

4.694€*

SPARPAKET S1-A

Surgic Pro
NON-OPT
Komplettset



Zusätzliches Chir.-Winkelstück
SG20 (20:1)



Chir.-Handstück
SGS-ES (1:1)



3.900€*

4.497€*

Sparen Sie **597€**

SPARPAKET S2-A

Surgic Pro OPT
Komplettset



Zusätzliches Chir.-Winkelstück
X-SG20L m. L. (20:1)



Chir.-Handstück
X-SG65L m. L. (1:1)



5.450€*

6.377€*

Sparen Sie **927€**

SPARPAKET S3-A

Surgic Pro+
OPT-D
Komplettset



Zusätzliches Chir.-Winkelstück
X-DSG20L m. L. (20:1)



Chir.-Handstück
X-SG65L m. L. (1:1)



5.800€*

6.821€*

Sparen Sie **1.021€**

VarioSurg3

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED

- Höchste Schneideffizienz
- Schlankes, federleichtes LED-Handstück
- Riesiges Aufsatzsortiment
- Koppelbar mit Implantologiemotor Surgic Pro
- Umfangreiche Ausstattung

Inklusive:

Basis H-S Aufsatzkit und Sterilisationskassette



REF **Y1002775**, 884 €*



REF **Z313102**, 199 €*



MODELL **VarioSurg3**

REF **Y1002726**

Komplettsatz inkl.
Basis H-S Aufsatzkit
und Sterilisationskassette

6.917€*

MODELL **VarioSurg3 Non FT**

REF **Y1002248**

Komplettsatz ohne Fußschalter
zur Kopplung mit Surgic Pro
und Surgic Pro2
inkl. Basis H-S Aufsatzkit und
Sterilisationskassette

6.017€*

Tipp: VarioSurg 3 Non FT kann mit allen Surgic Pro Modellen gekoppelt werden. Zur Kopplung mit Surgic Pro ist entweder das SG Link Set oder iCart Duo in Verbindung mit dem Link-Kabel erforderlich. Zur kabellosen Kopplung mit Surgic Pro2 via Bluetooth wird das Link-Module benötigt. Beachten Sie dazu auch das Angebot auf der folgenden Seite.

SPARPAKET V1

VarioSurg3 Komplettsatz
inkl. LED-Handstück

+ Zusätzliches
VS3-LED-Handstück

6.950€*

~~9.001€*~~

Sparen Sie **2.051€**



ANWENDUNGSBEISPIELE:

Knochenchirurgie
Spatel
Extraktion
Sinus-Lift
Implantvorbereitung
Sinusmembran-Ablösung

Socket-Lift
Retrograde-Endo
Supraperiosteales Scaling
Wurzelglättung
Prothetik-Erhaltungstherapie



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg3 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen. Bestellen Sie die passenden Aufsätze direkt im Webshop.



Surgic Pro2 + VarioSurg3 **BEST PROMO**



SPARPAKET S8+

Surgic Pro2 OPT Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + Link Stand 2 Verbindungshalterung
- + Link Module

11.990€*

15.498€*

Sparen Sie **3.508€**



SPARPAKET S9+

Surgic Pro2 OPT Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + iCart Duo Gerätewagen
- + Link Module

12.590€*

16.248€*

Sparen Sie **3.658€**



Zwei Geräte - eine Fußsteuerung: Mit der kabellosen Fußsteuerung können Surgic Pro2 und VarioSurg3 flexibel bedient werden.

Surgic Pro+ + VarioSurg3



SPARPAKET S4+

Surgic Pro+ D Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + Link Set (Kopplungsset mit Ständer und Link-Kabel)

11.650€*

15.476€*

Sparen Sie **3.826€**



SPARPAKET S5+

Surgic Pro+ D Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + iCart Duo Gerätewagen inkl. Link-Kabel

12.400€*

16.138€*

Sparen Sie **3.738€**



Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobilen Dentaleinheiten von NSK lassen sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

Nur 8,5 kg Gewicht

MODELL **VIVA ace**
REF **Y1003773**

10.683€*



Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler



Großes Steuerungsdisplay



Dentalone

DIE MOBILE
DENTALEINHEIT

MODELL **Dentalone**
REF **S9070**

12.369€*



Ausstattung:

- Bürstenloser Mikromotor NLX nano mit LED-Beleuchtung
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LED
- Multifunktionsspritze mit LED
- Speichelsauger
- Großes, beleuchtetes Steuerungsdisplay
- Instrumententräger mit Auto-Select-Funktion
- Fußschalter
- Stromanschluss erforderlich

Die Verwandlung von einem handlichen Koffertrolley in eine komplette Dentaleinheit dauert nur Sekunden.

VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR
DEN MOBILEN EINSATZ

MODELL **VIVA MATE G5 Set²⁾**
REF **Y1002801**

1.666€*

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min



²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE
MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten.
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung.
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik.
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgesät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid.
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop.



MODELL
PRESTO AQUA LUX
REF **Y1001151**
Licht-Turbine mit LED-Licht
2.050€*
~~2.195€*~~
Sparen Sie **145€**

MODELL
PRESTO AQUA II
REF **Y150023**
Turbine ohne Licht
1.590€*
~~1.681€*~~
Sparen Sie **91€**

ULTIMATE XL BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück
(8,7 Ncm)

1.726€*

Sets mit Compact-Handstück
(6,0 Ncm)

1.446€*

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



SETS MIT TORQUE-HANDSTÜCK

Kniegerät REF Y141495	Fußgerät REF Y141513	Tischgerät REF Y141471	Turmgerät REF Y141504
--	---------------------------------------	---	--

SETS MIT COMPACT-HANDSTÜCK

Kniegerät REF Y141496	Fußgerät REF Y141514	Tischgerät REF Y141472	Turmgerät REF Y141505
--	---------------------------------------	---	--

VOLVERE i7

KERNLOSER
MIKROMOTOR

- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm



MODELL
VOLVERE i7 RM
REF **Y1002890**
Labor-Mikromotor
mit Laborhandstück
1.124€*



MODELL
VOLVERE i7 E
REF **Y1003523**
mit Mikromotor Typ ISO-E
ohne Handstück
1.008€*



MODELL
VOLVERE i7 VR-EB
REF **Y1002891**
Typ ISO-E
mit Handstück
1.179€*

KONTAKT



Sara Schürer

Deutschland Nord
PLZ 17-31, 34, 37, 38
Tel.: +49 (0)174 9100865
E-Mail: schuerer@nsk-europe.de



Ronald Fork

Deutschland West
PLZ 32-33, 40-53, 58-59
Tel.: +49 (0)174 9308752
E-Mail: fork@nsk-europe.de



Robin Cousin

Deutschland Mitte, Süd
PLZ 35-36, 54-57, 60-69, 80-82, 85-86, 90-93, 97
Tel.: +49 (0)173 2567210
E-Mail: cousin@nsk-europe.de



Katja Weigelt

Deutschland Süd-West
PLZ 70-79, 87-89
Tel.: +49 (0)173 7013661
E-Mail: weigelt@nsk-europe.de



Frank Teichert

Deutschland Ost
PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99
Tel.: +49 (0)174 9302240
E-Mail: teichert@nsk-europe.de




Ewald Stadlbauer

Deutschland Süd-Ost: PLZ 83-84, 94
Österreich: Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Tirol
Tel.: +43 (0)664 5110061
E-Mail: stadlbauer@nsk-europe.de



Erwin Kornberger

Österreich: Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Osttirol, Niederösterreich (Ost)
Tel.: +43 (0)664 1006343
E-Mail: kornberger@nsk-europe.de



NSK Newsletter
abonnieren
und nichts mehr
verpassen



NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Deutschland

Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - Fax: +49 (0)6196 77606-29 - E-Mail: info@nsk-europe.de

