



get it!

NSK Aktionsangebote

HERBST/WINTER · 01. SEPTEMBER BIS 31. DEZEMBER 2025

NEU



Dentalhygiene

Varios Combi Pro2

Oralchirurgie



VarioSurg4



4+1 Aktion



Implantologie



Surgic Pro2

und weitere tolle Angebote.

Winkelstücke & Turbinen

Winkelstück

Ti-Max Z99L **NEU**

Der ultimativ gleichmäßige Schnitt.
Entwickelt für Langlebigkeit.

4+1

mit Licht 1:5 **1.199€***

Ti-Max Z99L ~~1.444€*~~
REF. CA13140001

- Kopfabmessungen $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Zwei-Wege-Kühlfunktion
- Anti-Erhitzungssystem
- 100°-Kopfwinkel



DURAPOWERCHECK® für den kraftvollen Halt des Bohrers



Vierfach-Wasserstrahl-Kühlung



100°-Kopfwinkel für einfachen Zugang



Optimiertes Getriebedesign für geschmeidiges Schneiden

Winkelstück

S-Max M94L **NEU**

Schnelle und geschmeidige
Zirkonbearbeitung

4+1

mit Licht 1:4 **880€***

S-Max M94L ~~921€*~~
REF. CA13170001

- Max. Geschwindigkeit: 160.000 min⁻¹
- Kopfabmessungen: $\varnothing 9,9 \times H 14,5$ mm
- Edelstahlkörper
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Spraykühlung



Außergewöhnliche Haltbarkeit

Erhöhung der Lebensdauer um das 2,7-fache und besondere Resistenz bei der Bearbeitung extrem harter Materialien.

Ti-Max Z Turbinen

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Vierfach-Spraykühlung • Einfacher Rotorwechsel • 100°-Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERCHECK®

2 Jahre Garantie

Standard-Kopf ($\varnothing 12,1 \times H 12,7$ mm) mit Licht

4+1

Ti-Max Z990L
REF. PA23730001

- für NSK PTL Kupplung

Ti-Max Z990KL
REF. PA23750001

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z990SL
REF. PA23770001

- für Sirona® Schnellkupplung

Ti-Max Z990WL
REF. PA23870001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung



1.020€*
~~1.385€*~~

Mini-Kopf ($\varnothing 10,6 \times H 10,8$ mm) mit Licht

4+1

Ti-Max Z890L
REF. PA23720001

- für NSK PTL Kupplung

Ti-Max Z890KL
REF. PA23740001

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z890SL
REF. PA23760001

- für Sirona® Schnellkupplung

Ti-Max Z890WL
REF. PA23860001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung



1.020€*
~~1.385€*~~

Micro-Kopf ($\varnothing 9,0 \times H 10,8$ mm) mit Licht

4+1

Ti-Max Z micro
REF. PA2357

- für NSK PTL Kupplung

922€*
~~982€*~~

Ti-Max Z micro KL
REF. PA2358

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z micro SL
REF. PA2359

- für Sirona® Schnellkupplung

Ti-Max Z micro WL
REF. PA23610001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung



997€*
~~1.105€*~~

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z990 / Z890 Serie sind zu den oben angegebenen Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand-und Winkelstücke

Ti-Max Z

KOMFORT IN IHREN HÄNDEN

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jahre Garantie**



4+1

mit Licht **1:5**

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

1.185€*
1.407€*



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

804€*
900€*



4+1

mit Licht **4:1**

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

917€*
1.042€*



4+1

mit Licht **1:4,2**

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Licht-Winkelstück
- 1:4,2 Übersetzung
- Zwei-Wege Sprayfunktion
- Keramikugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

1.289€*

4+1 AKTION

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 4 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.
Airscaler der Serie Ti-Max S970 sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.



Beispiel

Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

 **2 Jahre Garantie**



4+1

mit Licht **1:5**

Ti-Max X95L

REF. C600

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

997€*
1.166€*



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max X25L

REF. C601

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

732€*
859€*



4+1

mit Licht **4:1**

Ti-Max X15L

REF. C602

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

838€*
966€*



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max X65L

REF. H273

- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

870€*
948€*

Hand-/Winkelstücke & Turbinen

S-Max M

- Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter
- Clean-Head-System (außer M65)

 **2 Jahre Garantie**



4+1

mit Licht **1:5**

S-Max M95L
REF. C1023

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

880€*
921€*



4+1

mit Licht **1:1**

S-Max M25L
REF. C1024

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

626€*
693€*



4+1

mit Licht **4:1**

S-Max M15L
REF. C1025

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

700€*
823€*



4+1

ohne Licht **1:1**

S-Max M65
REF. H1008

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

476€*
505€*

- Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

 **2 Jahre Garantie**



4+1

Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm) mit Licht

S-Max M900L
REF. P1254

- für NSK PTL Kupplung

668€*
712€*

S-Max M900KL
REF. P1258

- für KaVo®MULTiflex® LUX Kupplung

732€*
799€*

S-Max M900SL
REF. P1262

- für Sirona® Schnellkupplung

732€*
799€*

S-Max M900WL
REF. P1266

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

732€*
799€*

Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm) mit Licht

S-Max M800L
REF. P1253

- für NSK PTL Kupplung

668€*
712€*

S-Max M800KL
REF. P1257

- für KaVo®MULTiflex® LUX Kupplung

732€*
799€*

S-Max M800SL
REF. P1261

- für Sirona® Schnellkupplung

732€*
799€*

S-Max M800WL
REF. P1265

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

732€*
799€*


Hinweis: Turbinen der S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



3-Stufen Power Control Ring



Optimaler Zugang

4+1



mit Licht

Ti-Max S970L
REF. T1005

- für NSK PTL Kupplung

1.105€*

mit Licht

Ti-Max S970KL
REF. T1013

- für KaVo®MULTiflex® LUX Kupplung

1.224€*

mit Licht

Ti-Max S970SL
REF. T1015

- für Sirona® Schnellkupplung

1.224€*



32 gute Gründe für Varios Combi Pro2



Schlankes Titan-Ultraschallhandstück



CLM-Modus für die sichere Entkeimung des Wasserkreislaufs



Jet-Düse für feinkörniges Pulver



Effiziente Wassererwärmung



Kabelloser Fußschalter

SPARPAKET P6 light

Varios Combi Pro2 Basisset



+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung



6.290€*

~~7.198€*~~

Sparen Sie **908€**

SPARPAKET P6+C

Varios Combi Pro2 Basisset



+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung



+ iCart Prophy2
Gerätewagen



6.990€*

~~7.967€*~~

Sparen Sie **977€**

SPARPAKET P6+

Varios Combi Pro2 Basisset



+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung



+ Varios Combi Pro2 Prophy Set
Supragingivale Anwendung



+ Ultraschall-Handstück
VA2-LUX-HP-Ti



7.490€*

~~9.330€*~~

Sparen Sie **1.840€**

NEU



Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

5.950€*

Das Varios Combi Pro2 Basisset beinhaltet:

- Steuergerät
- Titan-Ultraschallhandstück
- PROPHY-Pulverkit (supragingivale Anwendung)
- Kabellose Multifunktions-Fußsteuerung
- Weitere Accessoires & 1 Flasche FLASHpearl (300g)
- 3 Ultraschall-Aufsätze (G8, G16, P20)

SPARPAKET P6+CW

Varios Combi Pro2 Basisset



+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung



+ iCart Prophy2
Gerätewagen



+ Wasserversorgungssystem
zur Anbringung an iCart Prophy2



7.590€*

~~8.592€*~~

Sparen Sie **1.002€**



Mehr erfahren:



Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P1

Luftbetriebenes Zahnpoliersystem

Prophy-Mate neo

DIVERSE ANSCHLUSSARTEN, SIEHE ÜBERSICHT



+

Zusätzliches Handstück mit 60° Düse

PMN-HP

REF. T797010



+

Reinigungspulver auf Kalziumbasis

FLASH pearl 4 x 300g

REF. Y900698



1.178€*

~~1.487€*~~

Sparen Sie **309€**



Verfügbare Anschlussarten für Prophy-Mate neo:

Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y135029	996€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y135030	1.044€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y135031	1.044€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y135032	1.044€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y135033	1.044€*

MEGAPAKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION

2.366€* ~~3.201€*~~ Sparen Sie **835€**



Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P2

Biofilm Eraser

Perio-Mate

DIVERSE ANSCHLUSSARTEN, SIEHE ÜBERSICHT



+

Zusätzliches Handstück

PER-HP

REF. T1043010



+

Glycinpulver

Perio Mate Powder 2 x 160g

REF. Y900938



1.348€*

~~1.714€*~~

Sparen Sie **366€**



Verfügbare Anschlussarten für Perio-Mate:

Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y1002654	1.166€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y1002655	1.229€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y1002656	1.229€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y1002657	1.229€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y1002658	1.229€*

Prophylaxepulver

FÜR DEN LANGEN ERHALT SCHÖNER UND GESUNDER ZÄHNE

Mehr erfahren



Reinigungspulver auf Kalziumbasis

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival

94€*



Glycinpulver

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

126€*



Glycinpulver

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

75€*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss

Das Varios 970 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

Ultraschallgerät **ohne Licht**

Varios 970

REF. Y1004160

2.642€*

Ultraschallgerät **mit Licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

3.012€*



SPARPAKET P7

Ultraschallgerät mit Licht **mit Licht**

Varios 970 Lux

REF. Y1004161

Luftbetriebenes Zahnpoliersystem für die supragingivale Anwendung



Prophy-Mate neo

DIV. ANSCHLUSSARTEN, SIEHE ÜBERSICHT

2.999€*

4.056€*

Sparen Sie **1.057€**



Verfügbare Anschlussarten für Prophy-Mate neo:

Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y135029	996€*
Für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung	REF. Y135030	1.044€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y135031	1.044€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y135032	1.044€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y135033	1.044€*



iProphy Komplettset

REF. Y1500015

- Winkelstücke für die Politur
- Mit iFX57 Kopf
- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich

999€*

1.307€*

Sparen Sie **308€**



ohne Licht **16:1**

Ti-Max X57

REF. C619

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

490€*



ohne Licht **4:1**

FX57m

REF. C1054

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

295€*

iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

Prothetikschrauber

iSD900

REF. Y1001358

1.645€*
1.838€*

Sparen Sie **193€**



Osseo 100 / Osseo 100+

ZUR BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION

Osseo 100/+ ermittelt berührungslos den Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) und kann über Bluetooth® mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass die Übermittlung des ISQ Wertes über eine gemeinsame Schnittstelle möglich ist.



Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

Osseo 100+

REF. Y1004176

1.895€*

2.734€*

Sparen Sie **839€**

Tipp: Sichern Sie sich den Osseo 100+ für nur 1.699€*, wenn Sie sich für ein Chirurgiepaket mit SurgicPro2 bzw. VarioSurg4 entscheiden.

Osseo 100

REF. Y1004175

1.695€*

2.380€*

Sparen Sie **685€**



Osseo 100
Nur 3 Schritte
sind nötig.
Mehr dazu
im Video.

MulTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MulTiPeg™

39€*



Wiederverwendbarer MulTiPeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MulTiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Finden Sie
Ihren MulTiPeg:



Profitieren Sie von den Vorteilen des Osseo 100+



Geringere
Behandlungsdauer



Absolute
Kontrolle &
maximale
Sicherheit



Verbessertes
Datenmanagement



Go beyond.

Surgic Pro2

Das digital vernetzte chirurgische Mikromotorsystem



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.

Das Surgic Pro2 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör

Komplettset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

3.822€*

Komplettset **mit Licht**

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

5.016€*



SPARPAKET S6-B

Komplettset **ohne Licht**
Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196



+ Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)
S-Max SG20 ohne Licht
REF. C1010



+ Chirurgie-Handstück (1:1)
SGS-ES ohne Licht
REF. H264



4.562€*

5.120€*

Sparen Sie **558€**

SPARPAKET S7-B

Komplettset **mit Licht**
Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195



+ Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)
Ti-Max X-SG20 mit Licht
REF. C1003



+ Chirurgie-Handstück (1:1)
Ti-Max X-SG65L mit Licht
REF. H1009



6.313€*

7.149€*

Sparen Sie **836€**



Osseo 100+

REF. Y1004176

Beim Kauf eines der Surgic Pro2 Pakete S6-B oder S7-B erhalten Sie den Osseo 100+ für nur

1.699€*

2.734€*

Sparen Sie **1035€**



Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

Chirurgie

VarioSurg 4

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED



mit Licht

VarioSurg 4

REF. Y1500706

6.685€*

mit Licht

VarioSurg 4 w/o FC

REF. Y1500712

5.660€*

Zur Kombination mit Surgic Pro2, ohne Fußsteuerung.

Inhalt VarioSurg 4 Komplettsset:

- Steuereinheit
- LED-Handstück mit 2m-Kabel
- FC-86 Fußsteuerung
- Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (3 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Funktionen

- 3 Modi (SURG, ENDO, PERIO)
- Auswählbarer Burst-Modus (3 Frequenzen)
- 9 Programme (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- LED-Lichtintensität einstellbar
- Automatischer Reinigungsmodus
- Feedback-Funktion
- Auto-Tuning-Funktion
- Dynamic Link Funktion

Anwendungen

- Orale Chirurgie**
 - Knochenchirurgie
 - Schaber
 - Sinus-Lift
 - Extraktion
 - Sinus-Membran-Ablösung
 - Implantatvorbereitung
- Perio**
 - Zahnsteinentfernung
 - Perio (Wurzelglättung)
 - Implantaterhaltung
 - Retrograde Endo



Smartes und intuitives Bedienfeld

SPARPAKET V2

Komplettsset mit kabelloser Fußsteuerung

VarioSurg 4

REF. Y1500706

Das Set ohne Fußsteuerung ist nicht im Rahmen des Sparpaketes V2 erhältlich



+ 3 Aufsätze nach Wahl zusätzlich

Beispiel



+ Aufsatzhalter

REF. Z221086

57€*



6.685€*

Sparen Sie bis zu 780€



Leistungsstarkes Handstück mit superschlankem Design



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 4 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen.

NEU

SG12

REF. ZT0210001

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

ZWEI GERÄTE. EINE LÖSUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.



Einfache Verbindung von Surgic Pro2 und VarioSurg 4

Dank integrierter Bluetooth®-Funktion lässt sich VarioSurg 4 in wenigen Schritten mit dem chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2 verbinden. Die Bedienung beider Geräte erfolgt komfortabel über eine gemeinsame kabellose Fußsteuerung: Für einen effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.



SPARPAKET S10+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ **Ti-Max X-SG20L** mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ **VarioSurg 4 w/o FC** mit Licht

(ohne Fußsteuerung)
REF. Y1500712



Verbindungshalterung

+ **Link Stand 3**

REF. ZA16230001



10.814€*

13.205€*

Sparen Sie **2.391€**

SPARPAKET S11+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ **Ti-Max X-SG20L** mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ **VarioSurg 4 w/o FC** mit Licht

(ohne Fußsteuerung)
REF. Y1500712



Gerätewagen

+ **iCart Duo**

REF. S9090



11.844€*

13.746€*

Sparen Sie **1.902€**



Osseo 100+

REF. Y1004176

Beim Kauf eines der Surgic Pro2/VarioSurg4 Sparpakete S10+ oder S11+ erhalten Sie den Osseo 100+ (Seite 8) für nur

1.699€*

2.734€*

Sparen Sie **1035€**



Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

ohne Licht

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Komplettsset ohne Licht
inkl. Winkelstück S-Max SG20 (20:1)

3.473€*

mit Licht

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Komplettsset mit Licht (LED)
inkl. Licht-Winkelstück
Ti-Max X-SG20L (20:1)

4.632€*

mit Licht

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585

Komplettsset mit Licht (LED) und
Datenspeicherung (USB) inkl. zerlegbarem
Licht-Winkelstück Ti-Max X-DSG20L (20:1)

4.980€*

SPARPAKET S1-A

Komplettsset

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ S-Max SG20 ohne Licht

REF. C1010



Chir.-Handstück (1:1)

+ SGS-ES ohne Licht

REF. H264



4.138€*

4.771€*

Sparen Sie **633€**

SPARPAKET S2-A

Komplettsset

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L mit Licht

REF. C1003



Chir.-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



5.783€*

6.765€*

Sparen Sie **982€**

SPARPAKET S3-A

Komplettsset

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-DSG20L mit Licht

REF. C1068



Chir.-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



6.154€*

7.235€*

Sparen Sie **1.081€**

Chirurgieinstrumente



mit Licht 20:1
Ti-Max X-DSG20L
REF. C1068

1.284€*

ohne Licht 20:1
Ti-Max X-DSG20
REF. C1067

1.044€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Zerlegbar



mit Licht 20:1
Ti-Max X-SG20L
REF. C1003

1.162€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



ohne Licht 20:1
S-Max SG20
REF. C1010

809€*

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



ohne Licht 20:1
SGX-E20R
REF. HA1200

1.426€*

- Zygoma-Winkelstück speziell für Eingriffe und Implantationen am Jochbein
- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



mit Licht 1:1
Ti-Max X-SG65L
REF. H1009

971€*

ohne Licht 1:1
Ti-Max X-SG65
REF. H1038

603€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



ohne Licht 1:1
SGS-ES
REF. H264

489€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück



ohne Licht 1:1
SGA-ES
REF. H263

664€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück mit 20°-Winkel



mit Licht 1:1
Ti-Max X-SG25L
REF. C1011

799€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



mit Licht 1:3
Ti-Max Z-SG45L
REF. C1107

1.204€*

ohne Licht 1:3
Ti-Max Z-SG45
REF. C1108

939€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper
- 45° Kopfwinkel



mit Licht 1:3
Ti-Max X-SG93L
REF. C1004

1.193€*

ohne Licht 1:3
Ti-Max X-SG93
REF. C1007

950€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper



ohne Licht 20:1
SGMS-ER20i
REF. Y110147

720€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Inkl. 2 Tiefenstopper
- Kopf und Unterteil trennbar



ohne Licht 20:1
SGM-ER20i
REF. Y110127

609€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Kopf und Unterteil trennbar

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobile Dentaleinheit lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA ace

REF. Y1003773

Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler

11.333€*

Nur 8,5 kg Gewicht



SPARPAKET M2

Komplettsset
VIVA ace
REF. Y1003773



Licht-Winkelstück (1:5)
+ S-Max M95L mit Licht
REF. C1023



11.342€*

12.254€*

Sparen Sie **912€**



VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

1.767€*



⁽²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop

mit Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Licht-Turbine mit LED-Licht

2.175€*

2.329€*

Sparen Sie **154€**

ohne Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine ohne Licht

1.688€*

1.783€*

Sparen Sie **95€**



ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück

- (8,7 Ncm)

1.831€*

Sets mit Compact-Handstück

- (6,0 Ncm)

1.534€*

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät

REF Y141495

Fußgerät

REF Y141513

Tischgerät

REF Y141471

Turmgerät

REF Y141504

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät

REF Y141496

Fußgerät

REF Y141514

Tischgerät

REF Y141472

Turmgerät

REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR

- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm



VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Labor-Mikromotor mit Laborhandstück

1.193€*



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

1.069€*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Typ ISO-E mit Handstück

1.250€*

Kontakt



Sara Schürer

DEUTSCHLAND NORD

PLZ 17-31, 34, 37, 38

✉ schuerer@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9100865



Ronald Fork

DEUTSCHLAND WEST

PLZ 32-33, 40-53, 58-59

✉ fork@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9308752



Robin Cousin

DEUTSCHLAND MITTE, SÜD

PLZ 35-36, 54-57, 60-69, 80-82, 85-86, 90-93, 97

✉ cousin@nsk-europe.de

☎ +49 (0)173 2567210



Katja Weigelt

DEUTSCHLAND SÜD-WEST

PLZ 70-79, 87-89

✉ weigelt@nsk-europe.de

☎ +49 (0)173 7013661



Frank Teichert

DEUTSCHLAND OST

PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99

✉ teichert@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9302240



Ewald Stadlbauer

DEUTSCHLAND SÜD-OST: PLZ 83-84, 94

ÖSTERREICH: NIEDERÖSTERREICH,
OBERÖSTERREICH, SALZBURG, VORARLBERG, TIROL

✉ stadlbauer@nsk-europe.de

☎ +43 (0)664 5110061




Erwin Kornberger

ÖSTERREICH: WIEN, BURGENLAND, STEIERMARK,
KÄRNTEN, OSTTIROL, NIEDERÖSTERREICH (OST)

✉ kornberger@nsk-europe.de

☎ +43 (0)664 1006343



* Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise gültig bis 31. Dezember 2025. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den attraktiven NSK-Angeboten.



Besuchen Sie uns gerne bei diesen Veranstaltungen:

infotage Fachdental, 10.-11.10.2025, Stuttgart

infotage Fachdental, 7.-8.11.2025, Frankfurt am Main

Weitere Veranstaltungstermine finden Sie auf unserer Website.



NSK Newsletter
abonnieren und nichts
mehr verpassen



NSK Webshop



nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalDeutschland



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Deutschland - Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - E-Mail: info@nsk-europe.de