

get it!
NSK Aktionsangebote

FRÜHJAHR/SOMMER · 01. MÄRZ BIS 30. JUNI 2026

NEU



Dentalhygiene

Varios Combi Pro2

- 2-in-1-Kombination: Pulverstrahl und Ultraschall
- Modulares Pulversystem mit außenliegender Pulverführung
- Wartungsfreundlich
- Kabelloser Multifunktions-Fußschalter
- Effiziente Wassererwärmung



Minimally Invasive Therapy

Fördern Sie mit dem
M.I.T.-Konzept eine bessere
Zahngesundheit

Oralchirurgie



VarioSurg4



4+1 Aktion



Implantologie



Surgic Pro2

und weitere tolle Angebote.

Winkelstücke & Turbinen

Winkelstück

Ti-Max Z99L **NEU**

Der ultimativ gleichmäßige Schnitt.
Entwickelt für Langlebigkeit.

4+1

mit Licht 1:5 **1.235€***

Ti-Max Z99L

REF. CA13140001

- Kopfabmessungen $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Zwei-Wege-Kühlfunktion
- Anti-Erhitzungssystem
- 100°-Kopfwinkel



DURAPOWER CHUCK® für den kraftvollen Halt des Bohrers



Vierfach-Wasserstrahl-Kühlung



100°-Kopfwinkel für einfachen Zugang



Optimiertes Getriebedesign für geschmeidiges Schneiden

5.0 RATING ★★★★★
Dental Product Shopper Evaluation

Winkelstück

S-Max M94L **NEU**

Schnelle und geschmeidige
Zirkonbearbeitung

4+1

mit Licht 1:4 **906€***

S-Max M94L

REF. CA13170001

- Max. Geschwindigkeit: 160.000min⁻¹
- Kopfabmessungen: $\varnothing 9,9 \times H 14,5$ mm
- Edelstahlkörper
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Spraykühlung



Außergewöhnliche Haltbarkeit

Erhöhung der Lebensdauer um das 2,7-fache und besondere Resistenz bei der Bearbeitung extrem harter Materialien.

Ti-Max Z Turbinen

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Vierfach-Spraykühlung • Einfacher Rotorwechsel • 100°-Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWER CHUCK®

2 Jahre Garantie

Standard-Kopf ($\varnothing 12,1 \times H 12,7$ mm)

mit Licht

4+1

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- für NSK PTL Kupplung

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- für Sirona® Schnelkupplung

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

1.051€*

~~1.427€*~~

Mini-Kopf ($\varnothing 10,6 \times H 10,8$ mm)

mit Licht

4+1

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- für NSK PTL Kupplung

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- für Sirona® Schnelkupplung

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

1.051€*

~~1.427€*~~

Micro-Kopf ($\varnothing 9,0 \times H 10,8$ mm)

mit Licht

4+1

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

- für NSK PTL Kupplung

950€*

~~1.011€*~~

Ti-Max Z micro KL

REF. PA2358

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z micro SL

REF. PA2359

- für Sirona® Schnelkupplung

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

1.025€*

~~1.138€*~~

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z990 / Z890 Serie sind zu den oben angegebenen Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke

Ti-Max Z

KOMFORT IN IHREN HÄNDEN

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jahre Garantie**

 4+1 mit Licht 1:5 Ti-Max Z95L REF. C1034 • Licht-Winkelstück • 1:5 Übersetzung • Vierfach-Spraykühlung • Keramikkugellager • Zwei-Wege-Sprayfunktion 1.221€* 1.449€*	 4+1 mit Licht 1:1 Ti-Max Z25L REF. C1038 • Licht-Winkelstück • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung • Zwei-Wege-Sprayfunktion 828€* 927€*	 4+1 mit Licht 4:1 Ti-Max Z15L REF. C1039 • Licht-Winkelstück • 4:1 Untersetzung • Einfach-Spraykühlung • Zwei-Wege-Sprayfunktion 945€* 1.073€*	 4+1 mit Licht 1:4.2 Ti-Max Z45L REF. C1064 • Licht-Winkelstück • 1:4.2 Übersetzung • Zwei-Wege Sprayfunktion • Keramikkugellager • Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf 1.328€*
--	---	--	--

4+1 AKTION

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 4 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.

Airscales der Serie Ti-Max S970 sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.



Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

 **2 Jahre Garantie**

 4+1 mit Licht 1:5 Ti-Max X95L REF. C600 • Licht-Winkelstück • 1:5 Übersetzung • Vierfach-Spraykühlung • Keramikkugellager 1.027€* 1.201€*	 4+1 mit Licht 1:1 Ti-Max X25L REF. C601 • Licht-Winkelstück • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung 754€* 885€*	 4+1 mit Licht 4:1 Ti-Max X15L REF. C602 • Licht-Winkelstück • 4:1 Untersetzung • Einfach-Spraykühlung 863€* 995€*	 4+1 mit Licht 1:1 Ti-Max X65L REF. H273 • Licht-Handstück • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung 896€* 976€*
--	---	--	---

Hand-/Winkelstücke & Turbinen

S-Max M



- Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter
- Clean-Head-System (außer M65)

 **2 Jahre Garantie**

 4+1 mit Licht 1:5 S-Max M95L REF. C1023 • Licht-Winkelstück • 1:5 Übersetzung • Vierfach-Spraykühlung • Keramikugellager 906€* 949€*	 4+1 mit Licht 1:1 S-Max M25L REF. C1024 • Licht-Winkelstück • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung 645€* 714€*	 4+1 mit Licht 4:1 S-Max M15L REF. C1025 • Licht-Winkelstück • 4:1 Untersetzung • Einfach-Spraykühlung 721€* 848€*	 4+1 ohne Licht 1:1 S-Max M65 REF. H1008 • Handstück ohne Licht • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung 490€* 520€*
---	---	--	--

- Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

 **2 Jahre Garantie**

Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm) mit Licht			
 4+1 S-Max M900L REF. P1254 • für NSK PTL Kupplung 688€* 733€*	 S-Max M900KL REF. P1258 • für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung 754€* 823€*	S-Max M900SL REF. P1262 • für Sirona® Schnellkupplung 754€* 823€*	S-Max M900WL REF. P1266 • für W&H® Roto Quick® Kupplung 754€* 823€*
Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm) mit Licht			
 4+1 S-Max M800L REF. P1253 • für NSK PTL Kupplung 688€* 733€*	 S-Max M800KL REF. P1257 • für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung 754€* 823€*	S-Max M800SL REF. P1261 • für Sirona® Schnellkupplung 754€* 823€*	S-Max M800WL REF. P1265 • für W&H® Roto Quick® Kupplung 754€* 823€*


Hinweis: Turbinen der S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



3-Stufen Power Control Ring




Optimaler Zugang

4+1



mit Licht Ti-Max S970L REF. T1005 • für NSK PTL Kupplung 1.138€*	mit Licht Ti-Max S970KL REF. T1013 • für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung 1.261€*	mit Licht Ti-Max S970SL REF. T1015 • für Sirona® Schnellkupplung 1.261€*
---	--	---




32 gute Gründe für Varios Combi Pro2



Schlankes
Titan-Ultraschall-
handstück



CLM-Modus für die
sichere Entkeimung des
Wasserkreislaufs



Jet-Düse für
feinkörniges Pulver



Effiziente
Wassererwärmung



Kabelloser
Fußschalter

SPARPAKET P6 light

Varios Combi Pro2 Basisset
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung
REF. Y1500470

6.480€*

~~7.414€*~~

Sparen Sie **934€**



SPARPAKET P6+C

Varios Combi Pro2 Basisset
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung
REF. Y1500470

+ iCart Prophy2
Gerätewagen
REF. S9098

7.200€*

~~8.206€*~~

Sparen Sie **1.006€**



SPARPAKET P6+

Varios Combi Pro2 Basisset
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung
REF. Y1500470

+ Varios Combi Pro2 Prophy Set
Supragingivale Anwendung
REF. Y1500469

+ Ultraschall-Handstück
VA2-LUX-HP-Ti
REF. EA1203X050

7.720€*

~~9.610€*~~

Sparen Sie **1.890€**



NEU



Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

6.129€*

Das Varios Combi Pro2 Basisset beinhaltet:

- Steuergerät
- Titan-Ultraschallhandstück
- PROPHY-Pulverkit (supragingivale Anwendung)
- Kabellose Multifunktions-Fußsteuerung
- Weitere Accessoires & 1 Flasche FLASHpearl (300g)
- 3 Ultraschall-Aufsätze (G8, G16, P20)

Zubehör:

Varios Combi Pro2

mit Wasserversorgungssystem

Düse JET

für PERIO-Handstück

REF. TA10770106

116€*



Düse PERIO

für PERIO-Handstück

REF. T1077012

116€*



Düse PROPHY

für PROPHY-Handstück

REF. T1074012

106€*



b.clean

Gebrauchsfertige Lösung zur Entkeimung und
Vermeidung von Biofilm in Betriebswasserwegen
Inhalt: 6 Flaschen à 1 Liter

REF. BCL600

101€*



SPARPAKET P6+CW

Varios Combi Pro2 Basisset
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung
REF. Y1500470

+ iCart Prophy2
Gerätewagen
REF. S9098

+ Wasserversorgungssystem
zur Anbringung an iCart Prophy2
REF. Y1500719

7.820€*

~~8.850€*~~

Sparen Sie **1.030€**





Minimally Invasive Therapy

Was bedeutet M.I.T.?


Das M.I.T.-Konzept von NSK orientiert sich an den höchsten Standards der Parodontitisbehandlung – es basiert auf den klinischen S3-Leitlinien der EFP und stellt den Patienten in den Mittelpunkt. Dieser moderne Ansatz ermöglicht es, eine präzise, planbare und evidenzbasierte Behandlung von Parodontitis im Stadium I–III durchzuführen.

Das M.I.T.-Konzept bietet sowohl Produkte zur Unterstützung der Parodontitisbehandlung als auch Möglichkeiten zum Lernen und Forschen im Bereich der Parodontalpflege.

Durch die Anwendung dieses strukturierten, forschungsbasierten Rahmens können Sie Ihre Praxis optimieren, die Behandlungsergebnisse verbessern und sich an internationalen Standards in der Parodontitisbehandlung orientieren.

Dieser Rahmen ermöglicht es, eine effektive, evidenzbasierte Behandlung durch drei zentrale Säulen zu gewährleisten:

- Gründliche Patientenbeurteilung
- Evidenzbasierte Behandlung
- Patientenmotivation



Erfahren Sie mehr
und fördern Sie mit
dem M.I.T.-Konzept
eine bessere
Zahngesundheit



Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P1

- Luftbetriebenes Zahnpoliersystem
Prophy-Mate neo
DIVERSE ANSCHLUSSARTEN, SIEHE ÜBERSICHT


- + Zusätzliches Handstück mit 60° Düse
PMN-HP
REF. T797010


- + Reinigungspulver auf Kalziumbasis
FLASH pearl 4 x 300 g
REF. Y900698



1.215€*
1.530€*
Sparen Sie 315€



Verfügbare Anschlussarten für Prophy-Mate neo:

Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y135029	1.026€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y135030	1.075€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y135031	1.075€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y135032	1.075€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y135033	1.075€*

MEGAPAKET P3
Perio-Mate + Prophy-Mate neo
SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION



2.437€* 3.294€* Sparen Sie 857€

Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P2

- Biofilm Eraser
Perio-Mate
DIVERSE ANSCHLUSSARTEN, SIEHE ÜBERSICHT


- + Zusätzliches Handstück
PER-HP
REF. T1043010


- + Glycinpulver
Perio Mate Powder 2 x 160 g
REF. Y900938



1.388€*
1.764€*
Sparen Sie 376€



Verfügbare Anschlussarten für Perio-Mate:

Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y1002654	1.201€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y1002655	1.266€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y1002656	1.266€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y1002657	1.266€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y1002658	1.266€*

Prophylaxepulver

FÜR DEN LANGEN ERHALT SCHÖNER UND GESUNDER ZÄHNE

Mehr erfahren



Reinigungspulver auf Kalziumbasis

FLASH pearl
REF. Y900698

- 4 x 300g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival

97€*

Glycinpulver

SOFT pearl
REF. Y1500721

- 4 x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

130€*

Glycinpulver

Perio Mate Powder
REF. Y900938

- 2 x 160g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

77€*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

Das Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

Ultraschallgerät **ohne Licht**

Varios 970

REF. Y1004160

2.721€*

Ultraschallgerät **mit Licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

3.102€*



SPARPAKET P7

Ultraschallgerät mit Licht **mit Licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

Luftbetriebenes Zahnpoliersystem
für die supragingivale Anwendung

Prophy-Mate neo

3.089€*


4.177€*

Sparen Sie **1.088€**



Verfügbare Anschlussarten für Prophy-Mate neo:

Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y135029	1.026€*
Für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung	REF. Y135030	1.074€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y135031	1.074€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y135032	1.074€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y135033	1.074€*



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.



iProphy Komplettsset

REF. Y1500015

- Winkelstücke für die Politur
- Mit iFX57 Kopf
- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich

999€*

1.346€*

Sparen Sie **347€**



ohne Licht **16:1**

Ti-Max X57

REF. C619

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

505€*



ohne Licht **4:1**

FX57m

REF. C1054

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

304€*

iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein-/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

Prothetikschräuber

iSD900

REF. Y1001358

1.689€*
1.893€*

Sparen Sie **204€**



Osseo 100 / Osseo 100+

ZUR BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION

Osseo 100/+ ermittelt berührungslos den Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) und kann über Bluetooth® mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass die Übermittlung des ISQ Wertes über eine gemeinsame Schnittstelle möglich ist.



Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

Osseo 100+

REF. Y1004176

1.899€*

2.816€*

Sparen Sie **917€**

Tipp: Sichern Sie sich den Osseo 100+ für nur 1.699€*, wenn Sie sich für ein Chirurgiepaket mit SurgicPro2 bzw. VarioSurg4 entscheiden.

Osseo 100

REF. Y1004175

1.699€*


2.451€*

Sparen Sie **782€**



Osseo 100
Nur 3 Schritte
sind nötig.
Mehr dazu
im Video.

Profitieren Sie von den Vorteilen des Osseo 100+



Geringere
Behandlungsdauer



Absolute
Kontrolle &
maximale
Sicherheit



Verbessertes
Datenmanagement

MulTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MulTiPeg™

40€*



Wiederverwendbarer MulTiPeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MulTiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Finden Sie
Ihren MulTiPeg:



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.

Das Surgic Pro2 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Komplettset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

3.937€*

Komplettset **mit Licht**

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

5.166€*

SPARPAKET S6-B

Komplettset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196



Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)

+ S-Max SG20 **ohne Licht**

REF. C1010



Chirurgie-Handstück (1:1)

+ SGS-ES **ohne Licht**

REF. H264



4.699€*

5.274€*

Sparen Sie **575€**

SPARPAKET S7-B

Komplettset **mit Licht**

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195



Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L **mit Licht**

REF. C1003



Chirurgie-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L **mit Licht**

REF. H1009



6.499€*

7.363€*

Sparen Sie **864€**

Osseo 100+

REF. Y1004176

Beim Kauf eines der Surgic Pro2 Pakete S6-B oder S7-B erhalten Sie den Osseo 100+ für nur

1.699€*

2.816€*

Sparen Sie **1.117€**




Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

NEU

Chirurgie-Winkelstücke mit Mini-Kopf

Erhältlich mit und ohne Licht



Optimaler Zugang zum Behandlungsbereich

ohne Licht **20:1**

S-Max SG20M

REF. CA13020001

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Mini-Kopf

833€*



mit Licht **20:1**

Ti-Max X-SG20ML

REF. CA13030001

- Licht-Winkelstück
- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Mini-Kopf

1.197€*



Vergleich mit dem Vorgängermodell

Chirurgie

VarioSurg 4

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED



mit Licht

VarioSurg 4

REF. Y1500706

6.886€*

mit Licht

VarioSurg 4 w/o FC

REF. Y1500712

5.830€*

Zur Kombination mit Surgic Pro2, ohne Fußsteuerung.

Inhalt VarioSurg 4 Komplettsset:

- Steuereinheit
- LED-Handstück mit 2m-Kabel
- FC-86 Fußsteuerung
- Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (3 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Funktionen

- 3 Modi (SURG, ENDO, PERIO)
- Auswählbarer Burst-Modus (3 Frequenzen)
- 9 Programme (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- LED-Lichtintensität einstellbar
- Automatischer Reinigungsmodus
- Feedback-Funktion
- Auto-Tuning-Funktion
- Dynamic Link Funktion

Anwendungen

- Orale Chirurgie
- Knochenchirurgie
- Schaber
- Sinus-Lift
- Extraktion
- Sinus-Membran-Ablosung
- Implantatvorbereitung
- Perio
- Zahnsteinentfernung
- Perio (Wurzelglättung)
- Implantaterhaltung
- Retrograde Endo



Smartes und intuitives Bedienfeld

SPARPAKET V2

Komplettsset mit kabelloser Fußsteuerung

VarioSurg 4

REF. Y1500706

Das Set ohne Fußsteuerung ist nicht im Rahmen des Sparpaketes V2 erhältlich



+ 3 Aufsätze nach Wahl zusätzlich

Aufsatzhalter

REF. Z221086

59€*

6.879€*

Sparen Sie bis zu 1.136€

Beispiel



Leistungsstarkes Handstück mit superschlankem Design



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 4 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen.

NEU

SG12

REF. ZT02010001

190€*


Surgic Pro2 × VarioSurg 4

ZWEI GERÄTE. EINE LÖSUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.



Einfache Verbindung von Surgic Pro2 und VarioSurg 4

Dank integrierter Bluetooth®-Funktion lässt sich VarioSurg 4 in wenigen Schritten mit dem chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2 verbinden. Die Bedienung beider Geräte erfolgt komfortabel über eine gemeinsame kabellose Fußsteuerung: Für einen effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.



SPARPAKET S10+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ VarioSurg 4 w/o FC mit Licht

(ohne Fußsteuerung)
REF. Y1500712



Verbindungshalterung

+ Link Stand 3

REF. ZA16230001



11.139€*

13.601€*

Sparen Sie **2.462€**

SPARPAKET S11+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ VarioSurg 4 w/o FC mit Licht

(ohne Fußsteuerung)
REF. Y1500712



Gerätewagen

+ iCart Duo

REF. S9090



12.199€*

14.158€*

Sparen Sie **1.959€**



Osseo 100+

REF. Y1004176

Beim Kauf eines der Surgic Pro2/VarioSurg4 Sparpakete S10+ oder S11+ erhalten Sie den Osseo 100+ (Seite 9) für nur

1.699€*

2.816€*

Sparen Sie **1.117€**



Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

ohne Licht

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Komplettset ohne Licht
inkl. Winkelstück S-Max SG20 (20:1)

3.577€*

mit Licht

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Komplettset mit Licht (LED)
inkl. Licht-Winkelstück
Ti-Max X-SG20L (20:1)

4.771€*

mit Licht

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585

Komplettset mit Licht (LED) und
Datenspeicherung (USB) inkl. zerlegbarem
Licht-Winkelstück Ti-Max X-DSG20L (20:1)

5.129€*

SPARPAKET S1-A

Komplettset

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ S-Max SG20 **ohne Licht**

REF. C1010



Chir.-Handstück (1:1)

+ SGS-ES **ohne Licht**

REF. H264



4.259€*

4.914€*

Sparen Sie **655€**

SPARPAKET S2-A

Komplettset

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L **mit Licht**

REF. C1003



Chir.-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L **mit Licht**

REF. H1009



5.949€*

6.968€*

Sparen Sie **1.019€**

SPARPAKET S3-A

Komplettset

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-DSG20L **mit Licht**

REF. C1068



Chir.-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L **mit Licht**

REF. H1009



6.339€*

7.452€*

Sparen Sie **1.113€**

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobile Dentaleinheit lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA ace

REF. Y1003773

Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler

11.673€*

Nur 8,5 kg Gewicht



SPARPAKET M2

Komplettsset
VIVA ace
REF. Y1003773



Licht-Winkelstück (1:5)

+ S-Max M95L mit Licht

REF. C1023



11.679€*

12.622€*

Sparen Sie **943€**



VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

1.820€*



⁽²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop

mit Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Licht-Turbine mit LED-Licht

2.240€*

2.399€*

Sparen Sie **159€**

ohne Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine ohne Licht

1.735€*


1.836€*

Sparen Sie **101€**



ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät	Fußgerät	Tischgerät	Turmgerät
REF Y141495	REF Y141513	REF Y141471	REF Y141504

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät	Fußgerät	Tischgerät	Turmgerät
REF Y141496	REF Y141514	REF Y141472	REF Y141505

Sets mit Torque-Handstück

- (8,7 Ncm)

1.886€*

Sets mit Compact-Handstück

- (6,0 Ncm)

1.580€*

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR

- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Labor-Mikromotor mit Laborhandstück

1.229€*



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

1.101€*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Typ ISO-E mit Handstück

1.288€*

IHRE **NSK** EUROPE ANSPRECHPARTNER IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



Sara Schürer

DEUTSCHLAND NORD
PLZ 17-31, 34, 37, 38

✉ schuerer@nsk-europe.de
☎ +49 (0)174 9100865



Ronald Fork

DEUTSCHLAND WEST
PLZ 32-33, 40-53, 58-59

✉ fork@nsk-europe.de
☎ +49 (0)174 9308752



Robin Cousin

DEUTSCHLAND MITTE, SÜD
PLZ 35-36, 54-57, 60-69, 80-82, 85-86, 90-93, 97

✉ cousin@nsk-europe.de
☎ +49 (0)173 2567210



Katja Weigelt

DEUTSCHLAND SÜD-WEST
PLZ 70-79, 87-89

✉ weigelt@nsk-europe.de
☎ +49 (0)173 7013661



Frank Teichert

DEUTSCHLAND OST
PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99

✉ teichert@nsk-europe.de
☎ +49 (0)174 9302240



Ewald Stadlbauer

DEUTSCHLAND SÜD-OST: PLZ 83-84, 94
ÖSTERREICH: NIEDERÖSTERREICH,
OBERÖSTERREICH, SALZBURG, VORARLBERG, TIROL


✉ stadlbauer@nsk-europe.de
☎ +43 (0)664 5110061



Erwin Kornberger

ÖSTERREICH: WIEN, BURGENLAND, STEIERMARK,
KÄRNTEN, OSTTIROL, NIEDERÖSTERREICH (OST)

✉ kornberger@nsk-europe.de
☎ +43 (0)664 1006343



* Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise gültig bis 30. Juni 2026. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den attraktiven NSK-Angeboten.



Besuchen Sie uns gerne bei diesen Veranstaltungen:
infotage Fachdental, 13.-14.3., München, Stand 4D02

WID, 8.-9.5.2026, Wien

BDDH Symposium 2026, 09.05. Münster

Dental Summer, 17.-20.6., Timmendorfer Strand

Weitere Veranstaltungstermine finden Sie auf unserer Website.

NSK Academy



Entdecken Sie unsere
NSK Academy
Fortbildungen



NSK Newsletter
abonnieren und nichts
mehr verpassen



NSK Webshop



nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalDeutschland



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Deutschland - Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - E-Mail: info@nsk-europe.de